

# NEAUVIA™

THE ADVANCED HOLISTIC APPROACH



ZAFFIRO

DEVICE

BEAUTIFUL  
FROM EVERY  
ANGLE

# ZAFFIRO

Smart InfraRed Tightening i Smart Hydro

Piękna  
pod  
Każdym  
kątem

**ZATWIERDZONE  
PRZEZ FDA!**

Zaffiro to jedyne urządzenie medyczne, które łączy w sobie 2 synergiczne technologie: **Smart Hydro & Smart Infrared Tightening**.

DOSKONAŁA KOMBINACJA w **40** MINUT POZWALA  
UZYSKAĆ NATYCHMIASTOWE REZULTATY UJĘDRNIENIA PRZY  
MAKSYMALNYM BEZPIECZEŃSTWIE.

- ▶ ZMNIJSZA WIDOCZNOŚĆ DROBNYCH LINII I ZMARSZCZEK
- ▶ POPRAWIA ELASTYCZNOŚĆ, SPRĘŻYSTOŚĆ I TEKSTURĘ SKÓRY
- ▶ Do **40%** WZROSTU FIBROBLASTÓW  
I **25%** WZROSTU ELATYCZNOŚCI

PO **21** DNIACH OD WYKONANIA ZABIEGU\*




# JAK DZIAŁA ZAFFIRO?

## SMART HYDRO

Używając 3 skoncentrowanych strumieni mikroskopijnych kropelek, Smart Hydro zapewnia całkowicie dokładne, skuteczne, kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb zabiegi.

Zmieniając ciśnienie wraz z kątem nachylenia głowicy, można osiągnąć efekt synergii złuszczenia i oczyszczania, drenażu limfatycznego, infuzji składników aktywnych oraz nawilżenia.

Usuwa martwe komórki, oczyszcza i nawilża, natychmiast poprawiając wygląd skóry, teksturę i blask, jednocześnie zmniejszając oznaki zmęczenia.




## UJĘDRNIANIE SMART INFRARED

Głowica Thermo-lift Zaffiro emituje promieniowanie InfraRed (podczerwień), które stopniowo podgrzewa głębokie warstwy skóry właściwej. Zaawansowana technologia działa na obkurczanie i zagęszczanie włókien kolagenowych. Przebudowa kolagenu wpływa na lifting skóry, jej jędrność i elastyczność.

Ulepszona struktura kolagenu wpływa na poprawę wyglądu drobnych linii i zmarszczek. Badanie kliniczne in vivo wykazało 40% wzrost fibroblastów i zwiększoną angiogenezę 21 dni po pojedynczym zabiegu Zaffiro.\*

Wskazując, że Zaffiro wspiera zdrową funkcjonalność skóry, mikrokrążenie i neokologenezę dla długotrwałych korzyści odmładzających.



## ŻEL ZABIEGOWY ZAFFIRO


Żel zabiegowy Zaffiro ze składnikami aktywnymi wspomaga odporność skóry na działania termiczne, uspokaja ją i wspiera celowanie IR w fibroblasty.




Zakres widma 750-1800nm  
Maksymalna głębokość 4mm

# Technologia Smart Hydro


TECHNOLOGIA SMART HYDRO ZAPEWNIĄ NATYCHMIASTOWĄ POPRAWĘ TEKSTURY I NAWILŻENIA SKÓRY DZIĘKI SPERSONALIZOWANYM FORMUŁOM ZAPEWNIAJĄCYM UKIERUNKOWANE KORZYŚCI TERAPEUTYCZNE.



30-45° oczyszczenie + złuszczenie



60-70° oczyszczenie + drenaż limfatyczny



90° infuzja formuł zabiegowych

## Dedykowanych formuł zabiegowych



### SKIN BRIGHTENING

Zawiera innowacyjne składniki rozjaśniające, które wspomagają zmniejszyć produkcję melaniny w komórkach, dzięki czemu przebarwienia zostają zredukowane.



### HA SKIN HEALTH

Zawiera kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej, który wzmacnia działanie przeciwstarzeniowe.



### ACNE FORMULA

Sformułowany dla skóry skłonnej do trądziku, pomaga zredukować objawy trądziku i blizny, jednocześnie łagodząc i pielęgnując skórę.



### SOOTHING SKIN FORMULA

Posiada naturalne ekstrakty roślinne, które pomagają przywrócić i utrzymać integralność bariery ochronnej skóry.




### HAIR NOURISHMENT

Specjalnie stworzona formuła z czynnikami wzrostu stymulująca wzrost włosów, zmniejszająca wypadanie włosów, wzmacniająca i zmniejszająca ich łamliwość.


# Technologia Smart InfraRed

## Ukierunkowana Energia

TECHNOLOGIA	LASERY	HIFU	RF	ZAFFIRO SMART IR
GŁĘBOKOŚĆ	<1.5mm; Powierzchnowa	1.5mm - 4.5mm	<3mm; Zmienna	<4mm
TEMPERATURA	65°C - 100°C	60°C - 70°C	38°C - 50°C	58°C - 68°C





PENETRACJA ENERGII




Powyższy diagram przedstawia przekrój poprzeczny skóry wliczając naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną. Różne obszary twarzy i ciała u różnych jednostek będą miały głębokości i grubości danych warstw.

## ZWIĘKSZANIE I AKTYWOWANIE FIBROBLASTÓW

Badanie kliniczne in vivo wykazało do 40% wzrost fibroblastów 21 dni po 1 zabiegu Zaffiro.\*



przed




21 dni po 1 zabiegu Zaffiro

## PORÓWNANIE ELASTYCZNOŚCI

Wyniki cutometryczne wykazały do 25% wzrost elastyczności skóry 21 dni po 1 zabiegu Zaffiro.\*


Ponadto wyniki wykazały znaczną poprawę w przypadku stosowania inteligentnej terapii skojarzonej (SCT - Smart Combination Therapy) z wypełniaczami Neauvia™ - 60% wzrost elastyczności skóry.\*

### ELASTYCZNOŚĆ SYNERGIA




## POPRAWA ANGIOGENEZY

W tym samym badaniu podwyższony poziom CD31 wskazywał na trwały wzrost angiogenezy 21 dni po leczeniu.\*



przed



21 dni po 1 zabiegu Zaffiro

\*Data on file.

# REZULTATY

PRZED



PO



1 ZABIEG ZAFFIRO SMART HYDRO & SMART INFRA RED NATYCHMIAST POPRAWIA OWAL TWARZY, ZMNIEJSZA WIDOCZNOŚĆ KURZYCH ŁAPEK I FAŁD NOSOWO-WARGOWYCH, PODNOSI POLICZKI, POPRAWIA STRUKTURĘ I NAPIĘCIE SKÓRY.

3 ZABIEGI ZAFFIRO SMART INFRA RED POPRAWIAJĄ ZWIOTCZAŁĄ SKÓRĘ NA RAMIONACH – POWIERZCHNIA, NA KTÓREJ WYKONYWANY BYŁ ZABIEG JEST UJĘDRNIONA, UNIESIONA I NAPIĘTA.


PRZED



PO



PRZED



PO



1 ZABIEG ZAFFIRO SMART INFRA RED POPRAWIA STRUKTURĘ SKÓRY DŁONI, ZAPEWNIĄ GŁADSZĄ, ZAGĘSZCZONĄ I MŁODSZĄ SKÓRĘ.

PRZED



PO



1 ZABIEG ZAFFIRO SMART HYDRO I SMART INFRA RED POPRAWIA GĘSTOŚĆ, KOLORYT SKÓRY, OWAL TWARZY, ZMNIEJSZA WIDOCZNOŚĆ FAŁD NOSOWO-WARGOWYCH I LINII MARIONETEK.

# KONCENTRACJA SMART TECHNOLOGY

## PRECYZJA NEAUVIA™

### ▶ NAWODNIENIE I REGULOWANE CIŚNIENIE

Precyzyjna kontrola ciśnienia Smart Hydro umożliwia terapię wielu obszarów, oczyszczanie, złuszczenie i infuzję preparatów zabiegowych. Dokładne nawilżenie skóry poprawia nawodnienie i przygotowuje skórę do optymalnych efektów thermo-liftingu.

### ▶ SMART GLASS WITH SMART COOLING

Szkoło szafirowe nie pochłania energii, energia przekazywana jest całkowicie, umożliwia to osiągnięcie rezultatów i uniknięcie poparzeń.

Chłodzenie poprawia elastyczność naczyń włosowatych, zmniejsza zaczerwienienie oraz rumień, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i bezpieczeństwa pacjenta, pozwalając na zwiększone dostarczanie energii.

### ▶ ŻEL ZABIEGOWY IR

Stworzony, aby umożliwić lepsze dostarczanie energii, wspiera działanie podczerwieni, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i bezpieczeństwa pacjenta.

## WSZECHSTRONNOŚĆ NEAUVIA™

### ▶ FORMUŁY ZABIEGOWE

Dostosowane formuły zabiegowe: nawilżająca + anti-aging, kojąca, rozjaśniająca, dla skóry trądzikowej i formuła na włosy.

### ▶ TERAPIA OPARTA NA ENERGII

Poprawia wygląd skóry poprzez stymulację kolagenu i wspieranie szerokiej gamy odmładzających korzyści.

### ▶ SMART LIGHT

Zapewnia szeroką gamę długości fal, co pozwala na bezpieczną terapię różnych rodzajów skóry, a także wrażliwych obszarów. Właściwości antybakteryjne pomagają uspokoić problemy skóry podatnej na trądzik.

## NEAUVIA™ IN-HOUSE ENGINEERING & CONCIERGE SERVICE

## PRAKTYCZNOŚĆ NEAUVIA™

### ▶ MIKROKROPLE

3 strumienie przyspieszonych mikrokropelek zapewniają skoncentrowane oczyszczenie.

### ▶ ERGONOMICZNA GŁOWICA ZE SMART GLASS

Umożliwia wygodne i szybkie terapie dla twarzy i ciała.

Duża powierzchnia skraca czas zabiegu. Twarde, odporne na zarysowania szkło jest wytrzymałe i trwałe.





# SCT

SMART COMBINATION THERAPY

by NEAUVIA™

[www.neauvia.pl](http://www.neauvia.pl)

